

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: GENTAMICINA DISCO COM 30 ug (GEN 30)

LOTE: 2653GENE FABRICAÇÃO: 02/18 VALIDADE: 02/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Enterococcus faecalis ATCC 29212	18,0 mm	(12 – 18 mm)	15,0 mm
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm	

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.

Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 01 de Março de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001