

## RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC

### (DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFEPIME DISCO COM 30 ug (CPM 30)

LOTE: 2656CPM FABRICAÇÃO: 02/18 VALIDADE: 02/20

#### TESTE QUALITATIVO

|                                   | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923  | 29,0 mm      | ( 23 – 29 mm ) |
| Escherichia coli ATCC 25922       | 36,5 mm      | ( 31 – 37 mm ) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 30,0 mm      | ( 24 – 30 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo          | 1,0 mm       | ≤ 2,5 mm       |

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.

Manter os discos de CEFEPIME entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de Março de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE

Karina de Campos Salles – CRBM 12001