

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: MOXIFLOXACINA DISCO COM 05 µg (MFX 05)

LOTE: 2661MFX FABRICAÇÃO: 03/18 VALIDADE: 03/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,5 mm	(28 - 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	33,0 mm	(28 - 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	24,0 mm	(17 - 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.
- Manter os discos de MOXIFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de Março de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001