

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: LINCOMICINA      DISCO COM 02 ug      ( LIN 02 )

LOTE: 2662LIN      FABRICAÇÃO: 03/18      VALIDADE: 03/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,0 mm	(22 - 30 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.
- Manter os discos de Lincomicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de Março de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001