

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)**

SAL: NOVOBIOCINA      DISCO COM 5ug      (NOV 05)

LOTE: 2683NOVID      FABRICAÇÃO: 05/18      VALIDADE: 05/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus saprophyticus    ATCC 15305	7,0 mm	≤ 16 mm
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Manter os discos de Novobiocina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de Maio de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001