



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: TEICOPLANINA      DISCO COM 30 ug      (TEC 30)

LOTE: 2685TEC      FABRICAÇÃO: 05/18      VALIDADE: 05/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	19,5 mm	(15 - 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

**Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Manter os discos de Teicoplanina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 06 de Junho de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001