

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: LEVOFLOXACINA      DISCO COM 05 ug      (LEV 05)

LOTE: 2698LEV      FABRICAÇÃO: 07/18      VALIDADE: 07/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	( 25 – 30 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	( 29 – 37 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	24,0 mm	( 19 – 26 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Manter os discos de LEVOFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 27 de Julho de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE

Karina de Campos Salles – CRBM 12001