

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: GENTAMICINA      DISCO COM 10 ug      ( GEN 10 )

LOTE: 2713GEN      FABRICAÇÃO: 09/18      VALIDADE: 09/20

**TESTE QUALITATIVO**

|                                   | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923  | 25,5 mm      | ( 19 – 27 mm ) |
| Escherichia coli ATCC 25922       | 24,5 mm      | ( 19 – 26 mm ) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 20,0 mm      | ( 17 – 23 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo          | 1,0 mm       | ≤ 2,5 mm       |

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de Outubro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001