

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: CEFALEXINA                      DISCO COM 30 ug                      (CFE 30)

LOTE: 2720CFE                      FABRICAÇÃO: 10/18                      VALIDADE: 10/20

**TESTE QUALITATIVO**

|                                  | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 33,5 mm      | (29 – 35 mm )  |
| Escherichia coli ATCC 25922      | 27,0 mm      | (21 - 27 mm )  |
| Homogeneidade: de acordo         | 1,0 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8058570 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de Cefalexina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de Outubro de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles– CRBM 12001