

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: CEFTAZIDIMA DISCO COM 30 ug (CAZ 30)

LOTE: 2729CAZ FABRICAÇÃO: 11/18 VALIDADE: 11/20.

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 20,0 mm | (16 – 20 mm) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 32,0 mm | (25 – 32 mm) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 29,0 mm | (22 – 29 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 1,0 mm | ≤ 2,5 mm |

- Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de Novembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
EUDORIDES PACHECO JÚNIOR – CRF/SP 5983