

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AZTREONAM                      DISCO COM 30 ug    ( ATM 30 )

LOTE: 2870ATM

FABRICAÇÃO: 05/20

VALIDADE: 05/22

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	( 28 – 36 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	28,0 mm	( 23 – 29 mm )
Escherichia coli ATCC 35218	35,0 mm	( 31 – 38 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de AZTREONAM entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de maio de 2020.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001