

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC****(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFEPIME - CPM 30, DISCO COM 30 ug

LOTE: 2871CPM FABRICAÇÃO: 05/20 VALIDADE: 05/22

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	( 23 – 29 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	37,0 mm	( 31 – 37 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	30,0 mm	( 24 – 31 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de CEFEPIME entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 21 de maio de 2020.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001