

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: ÁCIDO NALIDÍXICO                      DISCO COM 30 ug (NAL 30)

LOTE: 2678NAL                      FABRICAÇÃO: 05/18                      VALIDADE: 05/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	27,0 mm	( 22 – 28 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7348829 com validade em 31/03/2020.

Manter os discos de Ácido Nalidíxico entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de Maio de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001