

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIM (SULFAZOTRIM) DISCO COM 25 ug (SUT 25)

LOTE: 2668SUT FABRICAÇÃO: 03/18 VALIDADE: 03/20

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 31,0 mm | (24 – 32 mm) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 28,0 mm | (23 – 29 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 1,0 mm | ≤ 2,5 mm |

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.
- Manter os discos de Sulfametoxazol/Trimetoprim (Sulfazotrim) entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de Abril de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001