

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ERTAPENEM                      DISCO COM 10 ug    (ERT 10)

LOTE: 2706ERT                      FABRICAÇÃO: 09/18                      VALIDADE: 09/20

**TESTE QUALITATIVO**

|                                   | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923  | 30,0 mm      | ( 24 - 31 mm ) |
| Escherichia coli ATCC 25922       | 36,0 mm      | ( 29 - 36 mm ) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 19,5 mm      | ( 13 – 21 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo          | 1,5 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Manter os discos de Ertapenem armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de Setembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001