

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

PIPERACILINA/TAZOBACTAM      DISCO COM 110 ug    (PIT 110)

LOTE: 2707PIT

FABRICAÇÃO: 09/18

VALIDADE: 09/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	( 27 – 36 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	30,0 mm	( 24 – 30 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,5 mm	( 24 – 33 mm )
Escherichia coli ATCC 35218	29,5 mm	( 24 – 30 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.
- Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 20 de Setembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001