

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CLORANFENICOL                      DISCO COM 30 ug (CLO 30 )

LOTE: 2708CLO                      FABRICAÇÃO: 09/18                      VALIDADE: 09/20

**TESTE QUALITATIVO**

|                                  | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 25,0 mm      | ( 19 – 26 mm ) |
| Escherichia coli ATCC 25922      | 26,0 mm      | ( 21 – 27 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo         | 0,5 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.
- Manter os discos de CLORANFENICOL entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de Setembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001