

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AMPICILINA                      DISCO COM 10 ug    ( AMP 10 )

LOTE: 2715AMP                      FABRICAÇÃO: 09/18                      VALIDADE: 09/20

**TESTE QUALITATIVO**

|                                  | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 34,0 mm      | ( 27 – 35 mm ) |
| Escherichia coli ATCC 25922      | 22,0 mm      | ( 15 – 22 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo         | 0,5 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8058570 com validade em 30/06/2020.
- Manter os discos de AMPICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 10 de Outubro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001