

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CIPROFLOXACINA                      DISCO COM 05 mcg    ( CIP 05 )

LOTE: 2716CIP                      FABRICAÇÃO: 09/18                      VALIDADE: 09/20

**TESTE QUALITATIVO**

|                                   | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923  | 27,5 mm      | ( 22 – 30 mm ) |
| Escherichia coli ATCC 25922       | 37,0 mm      | ( 29 – 37 mm ) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 32,0 mm      | ( 25 – 33 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo          | 1,0 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**- Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8058570 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de CIPROFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 09 de Outubro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001