

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

MEROPENEM                      DISCO COM 10 ug    ( MPM 10 )

LOTE: 2726MPM                      FABRICAÇÃO: 11/18                      VALIDADE: 11/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	36,0 mm	( 29 – 37 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	34,5 mm	( 28 – 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	33,0 mm	( 27 – 33 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 8058570 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de Meropenem entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de Novembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001