

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFOTAXIMA                      DISCO COM 5 ug ( CTX 05 )

LOTE: 2759CTXE                      FABRICAÇÃO: 03/19                      VALIDADE: 03/21

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	30,0 mm	( 25 – 31 mm )	28,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	31,0 mm	( 24 – 34 mm )	31,0 mm
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	≤ 2,5 mm	

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.
  - Manter os discos de Cefotaxima em refrigeração (- 20°C a +8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2019.

Araçatuba, 04 de Abril de 2019.

CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001