

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SULFONAMIDAS                      DISCO COM 300 ug (SUL 300)

LOTE: 2763SUL                      FABRICAÇÃO: 03/19    VALIDADE: 03/21

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(24 – 34 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	23,0 mm	(15 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.
- Manter os discos de AMPICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 02 de Abril de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001