

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LINEZOLIDA DISCO COM 10 ug (LNZ 10)

LOTE: 2764LNZE FABRICAÇÃO: 03/19 VALIDADE: 03/21

TESTE QUALITATIVO

| | | Valor obtido | Valor Esperado | Alvo |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|---------|
| Staphylococcus aureus | ATCC 29213 | 26,0 mm | (21 – 27 mm) | 24,0 mm |
| Enterococcus faecalis | ATCC 29212 | 24,0 mm | (19 – 25 mm) | 22,0 mm |
| Streptococcus pneumoniae | ATCC 49619 | 26,5 mm | (23 – 29 mm) | 26,0 mm |
| Homogeneidade: de acordo | | 1,0 mm | ≤ 2,5 mm | |

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.
 - Manter os discos de Linezolida armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2019.

Araçatuba, 04 de Abril de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001