

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFOXITINA DISCO COM 30 ug (CFO 30)

LOTE: 2766CFO

FABRICAÇÃO: 03/19

VALIDADE: 03/21

**TESTE QUALITATIVO**

|                                  | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 29,0 mm      | (23 – 29 mm )  |
| Escherichia coli ATCC 25922      | 29,0 mm      | (23 – 29 mm )  |
| Homogeneidade: de acordo         | 0,5 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.

Manter os discos de CEFOXITINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 05 de Abril de 2019.

CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001