

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PIPERACILINA/TAZOBACTAM DISCO COM 36 ug (PIT 30/6)

LOTE: 2769PITE FABRICAÇÃO: 03/19 VALIDADE: 03/21

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	26,5 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Escherichia coli	ATCC 35218	26,0 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	27,0 mm	(23 – 29 mm)	26,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,5 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.
 - Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam em freezer (-20C a +8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2019.

Araçatuba, 18 de Abril de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001