

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AZTREONAM                      DISCO COM 30 ug    ( ATM 30 )

LOTE: 2772ATM                      FABRICAÇÃO: 04/19                      VALIDADE: 04/21

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	( 28 – 36 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	28,0 mm	( 23 – 29 mm )
Escherichia coli ATCC 35218	36,0 mm	( 31 – 38 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.

Manter os discos de AZTREONAM entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de Abril de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001