

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

OXACILINA                      DISCO COM 01 ug (OXA 01)

LOTE: 2776OXA

FABRICAÇÃO: 04/19

VALIDADE: 04/21

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	24,0 mm	(18 - 24 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.
- Manter os discos de Oxacilina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 09 de maio de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001