

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PIPERACILINA/AZOBACTAM DISCO COM 110 ug (PIT 110)

LOTE: 2777PIT

FABRICAÇÃO: 05/19

VALIDADE: 05/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(27 – 36 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	30,0 mm	(24 – 30 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	33,0 mm	(24 – 33 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	30,0 mm	(24 – 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.
 - Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 16 de maio de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001