

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

VANCOMICINA                      DISCO COM 30 ug      (VAN 30)

LOTE: 2786VAN                      FABRICAÇÃO: 06/19                      VALIDADE: 06/21

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	21,0 mm	( 17 – 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8260573 com validade em 31/03/2020.
- Manter os discos de Vancomicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 18 de junho de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001