

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFOTAXIMA                      DISCO COM 30 ug ( CTX 30 )

LOTE: 2788CTX                      FABRICAÇÃO: 06/19                      VALIDADE: 06/21

**TESTE QUALITATIVO**

|                                   | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923  | 29,0 mm      | ( 25 – 31 mm ) |
| Escherichia coli ATCC 25922       | 35,0 mm      | ( 29 – 35 mm ) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 21,0 mm      | ( 18 – 22 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo          | 1,0 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8260573 com validade em 30/09/2020.
  - Manter os discos de Cefotaxima entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 04 de julho de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE  
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001