

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NITROFURANTOÍNA DISCO COM 300 ug (NIT 300)

LOTE: 2789NIT FABRICAÇÃO: 06/19 VALIDADE: 06/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	22,0 mm	(18 – 22 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	(20 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8260573 com validade em 30/09/2020.
Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20° a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 11 de julho de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001