



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AZITROMICINA DISCO COM 15 ug (AZI 15)

LOTE: 2794AZI FABRICAÇÃO: 07/19 VALIDADE: 07/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(21 - 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 8260573 com validade em 30/09/2020.
- Manter os discos de Azitromicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 julho de 2019.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001