

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)

BACITRACINA DISCO COM 0,04UI (BAC)

LOTE: 2795BACID FABRICAÇÃO: 07/19 VALIDADE: 07/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 - Grupo A	18,0 mm	(10 – 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8260573 com validade em 30/09/2020.

Manter os discos de BACITRACINA Identificação entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de julho de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001