

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

GENTAMICINA DISCO COM 120 ug (GEN 120)

LOTE: 2796GENHL FABRICAÇÃO: 07/19 VALIDADE: 07/21

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 23,0 mm | (16-23 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 1,0 mm | ≤ 2,5 mm |

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8260573 com validade em 30/09/2020.
 - Manter os discos de Gentamicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 24 de julho de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001