

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

GENTAMICINA DISCO COM 30 ug (GEN 30)

LOTE: 2797GENE FABRICAÇÃO: 07/19 VALIDADE: 07/21

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	18,0 mm	(12 – 18 mm)	15,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8260573 com validade em 30/09/2020.

Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2019.

Araçatuba, 24 de julho de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001