

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

FOSFOMICINA (+ GLICOSE-6-FOSFATO) DISCO COM 200 ug (FOS 200)

LOTE: 2801FOS FABRICAÇÃO: 07/19 VALIDADE: 07/21

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 33,0 mm | (25 – 33 mm) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 30,0 mm | (22 – 30 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 0,5 mm | ≤ 2,5 mm |

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8260573 com validade em 30/09/2020.
- Manter os discos de FOSFOMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 27 de julho de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001