

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ERTAPENEM                      DISCO COM 10 ug    (ERT 10)

LOTE: 2803ERT                      FABRICAÇÃO: 08/19                      VALIDADE: 08/21

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,5 mm	( 24 - 31 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	( 29 - 36 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	20,0 mm	( 13 – 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.

Manter os discos de Ertapenem armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 15 de agosto de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001