

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TEICOPLANINA DISCO COM 30 ug (TEC 30)

LOTE: 2805TEC FABRICAÇÃO: 08/19 VALIDADE: 08/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.

Manter os discos de Teicoplanina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de agosto de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001