

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

MOXIFLOXACINA DISCO COM 05 µg ( MFX 05 )

LOTE: 2810MFX FABRICAÇÃO: 09/19 VALIDADE: 09/21

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	( 28 - 35 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	( 28 - 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	24,5 mm	( 17 - 25 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.
- Manter os discos de MOXIFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 17 de setembro de 2019.



Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001