

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CIPROFLOXACINA DISCO COM 05 mcg ( CIP 05 )

LOTE: 2818CIP

FABRICAÇÃO: 09/19

VALIDADE: 09/21

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	( 22 – 30 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	27,0 mm	( 21 – 27 mm )
Enterococcus faecalis ATCC 29212	24,0 mm	( 19 – 25 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	37,0 mm	( 29 – 37 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,0 mm	( 25 – 33 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8134700 com validade em 30/09/2020.

Manter os discos de CIPROFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 08 de outubro de 2019.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001