

## RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC

### (DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFEPIME - CPM 30, DISCO COM 30 ug

LOTE: 2830CPM FABRICAÇÃO: 11/19 VALIDADE: 11/21

#### TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	( 23 – 29 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	( 31 – 37 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	30,5 mm	( 24 – 31 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

#### - **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.

Manter os discos de CEFEPIME entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 05 de dezembro de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001