

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ÁCIDO NALIDÍXICO - NAL 30, DISCO COM 30 ug.

LOTE: 2838NAL      FABRICAÇÃO: 12/19      VALIDADE: 12/21

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	28,0 mm	( 22 – 28 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.

Manter os discos de Ácido Nalidíxico entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 14 de dezembro de 2019.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001