

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

NITROFURANTOÍNA - DISCO COM 300 ug (NIT 300)

LOTE: 2841NIT FABRICAÇÃO: 01/20 VALIDADE: 01/22

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	22,0 mm	( 18 – 22 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	( 20 – 25 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.  
Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20° a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.  
Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 21 de janeiro de 2020.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001