

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFACLOR      DISCO COM 30 ug      (CFC 30)

LOTE: 2852CFC      FABRICAÇÃO: 02/20      VALIDADE: 02/22

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	31,0 mm	(27 – 31 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	27,0 mm	(23 – 27 mm)
Homogeneidade:	de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Muller Hinton Àgar – DIFCO, lote 9015774 com validade 31/05/ 2021.
- Manter os discos de Cefaclor entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de fevereiro de 2020.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001