

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CLARITROMICINA                      DISCO COM 15 ug    (CLA 15 )

LOTE: 2862CLA

FABRICAÇÃO: 03/20

VALIDADE: 03/22

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	32,0 mm	(26 - 32 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de Claritromicina entre -20° C a +8° C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 27 de março de 2020.



Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001