

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFOTAXIMA DISCO COM 5 ug (CTX 05)

LOTE: 2863CTXE FABRICAÇÃO: 03/20 VALIDADE: 03/22

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	30,0 mm	(25 – 31 mm)	28,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	31,0 mm	(24 – 34 mm)	31,0 mm
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado - Mueller** Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.
 - Manter os discos de Cefotaxima em refrigeração (- 20°C a +8°C). Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2019.

Araçatuba, 28 de março de 2020.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001