

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

PENICILINA G                  DISCO COM 10 UI                  (PEN 10)

LOTE: 2866PEN                  FABRICAÇÃO: 04/20                  VALIDADE: 04/22


**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	37,0 mm	(26 - 37 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar –DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.
  - Manter os discos de PENICILINA G entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 20 de Abril de 2020.

  
CONTROLE DE QUALIDADE  
Eudorides Pacheco Júnior – CRF/SP 5983