

**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

NOVOBIOCINA DISCO COM 30 ug (NOV 30)

LOTE: 2875NOV FABRICAÇÃO: 05/20 VALIDADE: 05/22

Conforme testes realizados pelo controle de qualidade do disco de NOV 30, lote 2875NOV; os resultados foram satisfatórios. O disco está liberado para venda.

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	32,0 mm	(24 - 32 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de Novobiocina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 29 de maio de 2020.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001