

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SULFADIAZINA/TRIMETOPRIM (SULFAMETRIM) - DISCO COM 25 ug - SZT 25

LOTE: 2884SZT

FABRICAÇÃO: 06/20

VALIDADE: 06/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	(24 – 32 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	32,0 mm	(24 – 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de Sulfadiazina/Trimetoprim (Sulfametrim) entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 02 de julho de 2020.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001