



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SAL: AZITROMICINA DISCO COM 15 ug (AZI 15)

LOTE: 2889AZI FABRICAÇÃO: 07/20 VALIDADE: 07/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(21 - 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de Azitromicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 julho de 2020.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001